

## Vážení čtenáři,

jsme mile překvapeni vývojem aktuálního stavu v České republice s nadcházejícím uvolňováním opatření a zvýšeným optimismem občanů a podniků. Doufáme, že se v krátké době vše ustálí a budeme se moci navrátit do starých kolejí. Mezitím rozšiřujeme nabídku **ochranných prostředků** v podobě brýlí, obleků, obličejových masek a dalšího vybavení pro sběr odpadu. K ucelení nabídky nových produktů jsme si pro vás připravili **specializovaný katalog** s vybavením pro zdravotnická zařízení, ale také firmy nebo domácnosti. Doplnili jsme sortiment našeho e-shopu o **propan butanové výrobky** mateřské společnosti Meva a.s., abychom vám mohli poskytnout ucelený výběr produktů na jednom místě.

## ZAČLENĚNÍ PROPAN BUTANOVÝCH VÝROBKŮ

S potěšením oznamujeme, že sortiment propan butanových spotřebičů mateřské společnosti Meva a.s. byl zařazen na náš e-shop. Navštívit sekci propan butan můžete [ZDE](#).



## CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ

Rozšířili jsme nabídku o osobní ochranné prostředky. Nově tak u nás naleznete **ochranné obleky**, **masky třídy FFP2** nebo **ochranné brýle**. Veškeré vybavení je certifikováno a testováno dle evropských norem, tak aby zabezpečilo maximální ochranu v době šíření onemocnění.



## SPECIALIZOVANÝ KATALOG PRO VYBAVENÍ NEMOCNIC A ORDINACÍ

Jako reakci na současnou situaci vydáváme specializovaný katalog s vybraným sortimentem, který lze použít nejen pro zdravotnická zařízení.

Katalog obsahuje produkty pro oblast shromažďování a likvidaci odpadů, skladování nebezpečných látek, ale také nově doplněný sortiment o prostředky pro ochranu před šířením onemocnění.

Prolistujte si katalog [ZDE](#)



## Hospodaření s ochrannými prostředky a jejich používání

„Zabraňte zbytečnému plýtvání speciálními ochrannými prostředky.“

Nadužívání speciálních [ochranných pomůcek](#) může mít za následek jejich nedostatek. Speciálních ochranných pomůcek je omezené množství a bývají dosti nákladné, proto apelujeme na zabránění zbytečného plýtvání s těmito pomůckami, tak aby se dostalo především na pracovníky a občany, kteří toto vybavení potřebují.



## Druhy ochranných pomůcek a kdy je využít

- **FFP3 Respirátory (ekvivalent GB19083 st.2)** by spolu s ochranou očí měli používat výhradně zdravotničtí pracovníci v prostředí s vysokou pravděpodobností kontaktu s infikovaným aerosolem, např. urgentní příjem v nemocnicích a infekční kliniky.
- **FFP3 Úroveň respirátorů nebo polomasek** by měli používat pracovníci pohybující se v místech s výskytem vodních par.
- **FFP2 Respirátory (ekvivalent GB2626, N95, KN95)** jsou vhodné pro další profese, pokud jsou v častém přímém styku s veřejností. FFP2 jsou vhodné také v potravinářském průmyslu, v tzv. „čistých provozech.“
- **FFP1 Respirátory nebo jednorázové roušky (také látkové)** jsou vhodné pro ostatní profese a činnosti bez intenzivního kontaktu s veřejností. Pro pracovníky v průmyslu či potravinářství, běžné občany, důchodce apod.



## Používání ochranné roušky

„Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do okolí. Řada zemí doporučuje nošení u všech pacientů.“

Opatření v České republice - momentálně je v ČR nošení roušek či jakékoliv ochrany dýchacích cest povinné!

### Při použití ochranné roušky dbejte následujících doporučení:

- Správné nasazení a sejmutí roušky včetně odhození do odpadu.
- nasazujte si roušku opatrně - ujistěte se, že zakrývá ústa a nos a pevně ji uvažte tak, aby byla minimalizována mezera mezi tváří a rouškou.
- Nedotýkejte se přední části roušky během jejího nasazování a snímání.
- Při snímání roušky použijte následný postup: nedotýkejte se přední části roušky, uvolněte ji vzadu za šňůry či gumičky a sejměte ji.
- Po sundání roušky, nebo kdykoli jste se dotkli přední části, umyjte si ruce mýdlem a desinfekcí.
- Nahraďte roušku, když je vlhká, novou čistou suchou rouškou.
- Nepoužívejte opakovaně roušky, které jsou určeny k jednorázovému použití.
- Vhodte roušku do odpadu ihned po použití.



Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován.